

Demande d'engagement au BREATH (BRachycephalic Exercise Aptitude Test for Health)

Tous les chiens des races brachycéphales sont acceptés à partir de l'âge de la confirmation et sans limite d'âge supérieure. Il est conseillé de renouveler le test tous les 2 ans pour un chien.

**Lieu : BUS LA MESIERE (80)
Date : dimanche 2 août 2020**

Nom chien :

Né(e) le : Sexe : Mâle / Femelle

Race :

N° inscription au livre des origines :

N° tatouage ou n° de puce :

Nom du producteur (éleveur) :

Nom du propriétaire :

Adresse :

Code postal : Ville : Pays :

E-mail :

Téléphones :

Copie du certificat de naissance ou du pedigree OBLIGATOIRE

Dès votre arrivée, merci de présenter au secrétariat avec le certificat de naissance ou pedigree du chien ainsi que son carnet de vaccination. Le conducteur du chien doit tenir compte du règlement et des règles sanitaires en vigueur et les appliquer. Les chiennes en chaleur sont admises sous condition qu'elles soient isolées des autres chiens. Je déclare sincères et véritables les renseignements figurant sur cette feuille d'engagement et accepte, sans restriction ni réserve, les obligations qui en résultent.

SIGNATURE :

Feuille à envoyer complétée avec la copie du certificat de naissance ou du pedigree accompagnée du règlement à :

SCCExpo 155 avenue Jean Jaurès 93535 AUBERVILLIERS Cedex

Règlement par chèque à l'ordre du SADB.

Protocole

Test fonctionnel pour les races brachycéphales BREATH (BRachycephalic Exercise Aptitude Test for Health)

Tout chien des races brachycéphales (cf. liste ci-dessous) peut participer. Le test fonctionnel est fait pour être organisé par un club de race, avec la possibilité d'accueillir tout chien des races concernées.

Le test fonctionnel est indépendant du TAN. Le TAN peut prendre en compte la réussite du test fonctionnel, mais les autres épreuves devront être menées après la réalisation du test fonctionnel.

Ce test fonctionnel est noté par un vétérinaire. Il est assisté par des experts du club de race organisateur (1 expert pour 2 chiens testés simultanément), les experts peuvent être juges des races concernées ou non.

Le test consiste en une distance à parcourir en un temps donné par le chien accompagné de son propriétaire (ou d'une personne désignée par son propriétaire) en marche rapide. Le chien doit suivre le parcours balisé, il est chronométré. Il peut être réalisé en intérieur. Le test doit s'effectuer de préférence à une température ambiante allant de 15 à 20°C si possible et pas au-delà de 25°C ni en-dessous de 10°C. Le test fonctionnel est organisé dans des conditions de température et d'environnement raisonnables.

Les couples distance/temps sont définis par race :

Race	Distance à parcourir	Temps max	Race	Distance à parcourir	Temps max
Bulldog	500 m	6 min	Epagneul pékinois	250 m	10 min
Bouledogue Français	500 m	6 min	Griffon Belge	500 m	6 min
Carlin	500 m	6 min	Griffon Bruxellois	500 m	6 min
Dogue de Bordeaux	500 m	6 min	Shih Tzu	500 m	6 min
Epagneul japonais	500 m	6 min	Terrier de Boston	500 m	6 min
Epagneul King Charles	500 m	6 min			

Le test fonctionnel n'est pas une performance physique, les chiens doivent pouvoir le passer sans effort excessif, les propriétaires ne doivent pas pousser leurs chiens au-delà de leurs capacités physiques naturelles. Le vétérinaire peut à tout moment disqualifier un chien, s'il considère que son état physique le justifie. Un chien qui ne finit pas le parcours ou le finit au-delà de la limite de temps fixée est disqualifié, il ne pourra pas repasser le test ultérieurement.

À l'arrivée, le vétérinaire juge l'état physique du chien, si le chien présente un essoufflement ou tout autre signe de fatigue excessive, il sera disqualifié. Si non, il aura réussi le test fonctionnel.

En cas de réussite au test, le chien peut être classé en 2 catégories :

- Apte (BREATH-1) : Le chien a passé le test, il satisfait aux conditions de celui-ci, mais il apparaît essoufflé, tirant la langue ou légèrement fatigué, ou bien proche de la limite maximale de temps.
- Apte + (BREATH-1+) : Le chien a parcouru la distance facilement dans un temps moindre et n'arrive pas du tout essoufflé.

Les résultats BREATH-1(AAAA) / BREATH-1+(AAAA) (test fonctionnel réussi en année AAAA) et BREATH-0 (disqualifié au test fonctionnel) seront affichés sur les pedigrees comme une performance.

Un formulaire de résultat doit être rempli **pour tous les chiens ayant passé le test** (réussi ou non) et envoyé par le club organisateur au Service Santé de la SCC pour enregistrement.

Un chien peut passer le test BREATH à partir de l'âge de la confirmation.

Il est conseillé de renouveler le test tous les 2 ans pour un chien.



CENTRALE
CANINE

TEST FONCTIONNEL POUR LES RACES BRACHYCÉPHALES BREATH (BRachycephalic Exercise Aptitude Test for Health)

Test organisé le/...../..... à Par le Club de race :

Résultat pour le chien :

Nom du chien :

Affixe ou préfixe :

Race : Sexe : Date de naissance :/...../.....

Identifiant (tatouage ou transpondeur) : | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Je soussigné, Docteur Vétérinaire, Nom Prénom

Numéro d'inscription au tableau de l'Ordre certifie avoir moi-même vérifié l'identification de ce chien.

Je certifie avoir surveillé le chien ci-dessus lors du test fonctionnel organisé par le club de race, et lui attribuer les résultats suivants.

Parcours : Température ambiante : en intérieur ombragé semi-ombragé ensoleillé

Distance : m **Heure de départ :** **Heure d'arrivée :** **Durée :** min

Note d'Etat Corporel :/5 (de 1 : Très maigre à 5 : Obèse)

Allure : Démarche facile Démarche dysharmonieuse sans boiterie

Légère boiterie Boiterie importante

Commentaires éventuels :

Respiration	Avant effort	Après effort
Respiration calme, bouche fermée		
Respiration et halètement normaux		
Léger raclement sans encombrement		
Raclement <u>avec</u> encombrement glaireux		
Crachats et /ou vomissements		
Détresse respiratoire <u>sans cyanose</u> (respiration rapide, bruyante, tirage costal)		
Détresse respiratoire <u>avec cyanose</u> des muqueuses.		

Refus de marche ou parcours non terminé

Fréquence cardiaque (les mesures à l'arrivée et après l'arrivée sont facultatives pour les chiens APTE+ / BREATH-1+) :

Au départ : bpm

À l'arrivée : bpm

10 min après l'arrivée : bpm

Résultat du test fonctionnel :

REFUSÉ (BREATH-0)	APTE (BREATH-1)	APTE + (BREATH-1+)
Refus de marche ou parcours non terminé	Chien ayant satisfait aux conditions du test, mais apparaissant essoufflé, tirant la langue ou légèrement fatigué et proche de la limite maximale de temps. La fréquence cardiaque revient proche de sa valeur de départ.	Chien ayant parcouru la distance facilement dans un temps moindre et n'arrivant pas du tout essoufflé.
Crachats et /ou vomissements		
Détresse respiratoire <u>sans cyanose</u>		
Détresse respiratoire <u>avec cyanose</u>		

Fait à : le : ... /... /.....

Signature et cachet du vétérinaire :

Nom et signature de l'expert du club :

PARTIE À REMPLIR PAR LE PROPRIÉTAIRE DU CHIEN

Je soussigné(e)

- certifie que ce chien n'a pas subi, à ma connaissance, ni traitement médical, ni intervention chirurgicale (inclus voile du palais et narines) susceptible de modifier les conclusions de l'examen ;

- accepte que ces résultats soient transmis au Club de race qui les transmettra à la Société Centrale Canine, pour utilisation, diffusion et/ou publication en tant qu'informations utiles à la sélection dans le cadre des missions qui leur sont dévolues.

Fait à : le : ... /... /.....

Signature du propriétaire du chien :

